

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd98 Para Fc - P10852

Número de artículo: CM0009616



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra CD98 de ratón (SLC3A2), validado para citometría de flujo. Adecuado para estudiar el transporte de aminoácidos, la señalización de integrinas y la progresión tumoral en modelos murinos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD98 de ratón
Observaciones/Alias	4F2; Cd98; Ly10; Mdu1; 4F2HC; Ly-10; NACAE; Ly-m10; Mgp-2hc
Especie	Ratón
GeneID (humano)	6520
GeneID	17254
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 105-526 de CD98 de ratón (NP_032603.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P10852
Peso de la proteína	58 kDa
Envío	Bolsa de hielo