

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd98 Para Wb - P10852

Número de artículo: CM0022170



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra el CD98 (SLC3A2) de ratón para Western blotting y ELISA. Validado en tejidos de ratón y rata. Inmunógeno recombinante, peso molecular 58 kDa. Ideal para investigación en transporte de aminoácidos y señalización de integrinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-CD98
Observaciones/Alias	4F2; Cd98; Ly10; Mdu1; 4F2HC; Ly-10; NACAE; Ly-m10; Mgp-2hc; CD98
Especie	Ratón
GeneID	17254
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 105-526 del CD98 de ratón. (NP_032603.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P10852
Peso proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo