

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd98/Slc3A2 Para Wb, If, Ihc, Elisa - P08195

Número de artículo: CM0007849



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD98/SLC3A2 humano (4F2hc), validado para WB, IF, IHC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de transportadores de aminoácidos e investigación de la señalización de integrinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra CD98/SLC3A2
Observaciones/Alias	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC
Especie	Humano
GeneID (humano)	6520
GeneID	6520
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 206-630 de SLC3A2/CD98hc humano (NP_002385.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P08195
Peso de la proteína	58-71 kDa
Envío	Bolsa de hielo