


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd98/Slc3A2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P08195 / P10852

Número de artículo: CM0002884



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD98/SLC3A2 humano/ratón, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano y rata. El objetivo es una cadena pesada de transportadores de aminoácidos involucrada en el intercambio de aminoácidos y la señalización de integrinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KD Validated]CD98/SLC3A2 Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC
Especie	Humano/Ratón
ID de Gen (Humano)	6520
ID de Gen	6520/17254
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 206-630 de SLC3A2/CD98hc humano/ratón (NP_002385.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P08195/P10852
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo