


Anticuerpo Policlonico Anti-Cd99 Para Wb, Elisa - P14209

Número de artículo: CM0023366



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra CD99 validado para western blot (WB) y ELISA. Se dirige al CD99 humano (MIC2, 19 kDa) involucrado en la adhesión de linfocitos T y la extravasación de leucocitos. Ideal para investigación en inmunología y adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo contra CD99
Observaciones/Alias	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X; CD99
Especie	Humano
GeneID (humano)	4267
GeneID	4267
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 23-124 del CD99 humano (NP_002405.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P14209
Peso Molecular	19kDa
Envío	Bolsa de hielo