

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-CD99L2 Para Wb - Q8Tcz2

Número de artículo: CM0022037

Introducción

CamelBio ofrece anticuerpo policlonal de conejo anti-CD99L2, validado para WB y ELISA. Reacciona con CD99L2 humano, de ratón y de rata. CD99L2 desempeña un papel en la extravasación de leucocitos y la adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD99L2 Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	CD99B; MIC2L1; CD99L2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	83692
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-185 del CD99L2 humano (NP_113650.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8TCZ2
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo