

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cda Para Wb, Ihc-P, Elisa - P32320

Número de artículo: CM0007509



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la CDA humana (citosina desaminasa), adecuado para WB, IHC-P, ELISA. Validado en especies humana y de ratón. Peso molecular predicho de 16 kDa. Ideal para estudios del metabolismo de nucleótidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CDA Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CDD; CDA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	978
GeneID	978
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-146 de la CDA humana (NP_001776.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P32320
Peso de la Proteína	16kDa
Envío	Bolsa de hielo