

Anticuerpo Policlonal Anti-Cda Para Wb, If/Icc, Elisa - P32320

Número de artículo: CM0024184



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la citidina desaminasa (CDA), validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Detecta CDA humano, de ratón y de rata. Ideal para estudios de metabolismo de nucleósidos. Número de acceso: P32320.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CDA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CDD, CDA
Especie	Humano
ID del Gen	978
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-146 de la CDA humana (NP_001776.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P32320
Peso Molecular de la Proteína	16 kDa
Envío	Bolsa de hielo