

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cda Para Ihc-P, Fc (Intracelular), Elisa - P32320

Número de artículo: CM0005965



Introducción

CamelBio ofrece el anticuerpo monoclonal de conejo anti-CDA validado para IHC-P, FC (intracelular), ELISA. Reacciona con la CDA humana y de ratón, una citidina desaminasa implicada en la recuperación de pirimidinas. Inmunógeno recombinante.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-CDA de conejo
Notas/Alias	CDD; CDA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	978
GeneID	978
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-146 de la CDA humana (NP_001776.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IHC-P, FC (intracelular), ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P32320
Peso molecular de la proteína	16 kDa
Envío	Bolsa de hielo