

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cda Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P32320

Número de artículo: CM0015100



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra citidina desaminasa (CDA) validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta CDA humano y de ratón (16 kDa); ideal para investigación sobre metabolismo de nucleótidos y granulocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CDA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CDD; CDA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	978
GeneID	978
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-146 de la CDA humana (NP_001776.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P32320
Peso molecular de la proteína	16kDa
Envío	Bolsa de hielo