


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cdc123 Para Wb Y Elisa - O75794

Número de artículo: CM0014549



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CDC123 humano (D123, C10orf7) validado para WB y ELISA. Reacciona cruzadamente con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de iniciación de la traducción e investigación del complejo eIF2.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CDC123 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	D123; C10orf7; CDC123
Especie	Humano
GeneID	8872
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-336 del CDC123 humano (NP_006014.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75794
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo