


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cdc16 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13042

Número de artículo: CM0012732



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CDC16 de alta calidad validado para IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con CDC16 humano, de ratón y de rata. Adecuado para la investigación del ciclo celular y de ligasas de ubiquitina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CDC16 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	APC6; CUT9; ANAPC6; CDC16Hs; CDC16
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	8881
ID de Gen	8881
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 del CDC16 humano (Q13042).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13042
Peso Proteico	72kDa
Envío	Bolsa de hielo