


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cdc16 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13042

Número de artículo: CM0025708



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra CDC16 (APC6) humano. Validado para WB, IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la función del complejo APC/C, la regulación del ciclo celular y las vías de ubiquitinación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CDC16 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	APC6; CUT9; ANAPC6; CDC16Hs; CDC16
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8881
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 371-620 del CDC16 humano (NP_003894.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13042
Peso Proteico	72kDa
Envío	Bolsa de hielo