


Anticuerpo Policlonal Anti-Cdc20 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q12834

Número de artículo: CM0014786



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CDC20 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reconoce CDC20 humano y de ratón, un activador crítico de APC/C y componente del punto de control mitótico. Adecuado para investigación en ciclo celular y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CDC20 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CDC20A; OOMD14; p55CDC; OZEMA14; bA276H19.3; CDC20
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	991
ID del Gen	991
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de CDC20 humano (NP_001246.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q12834
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo