


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cdc20 Para Wb, Ihc-P, If/Icc - Q12834

Número de artículo: CM0015382



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra CDC20 humano (p55CDC), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación del ciclo celular, mitosis y APC/C.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CDC20 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CDC20A; OOMD14; p55CDC; OZEMA14; bA276H19.3; CDC20
Especie	Humano
GeneID	991
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de CDC20 humano (NP_001246.2?).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q12834
Peso de la proteína	55 kDa
Envío	Bolsa de hielo