


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cdc23 Para Wb, Elisa - Q9Ujx2

Número de artículo: CM0012589



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra CDC23 humano (APC8, ANAPC8), validado para WB y ELISA. Adecuado para investigaciones sobre el ciclo celular y las ligasas de ubiquitina, con reactividad cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CDC23
Observaciones/Alias	APC8; CUT23; ANAPC8; CDC23
Especie	Humano
GeneID (humano)	8697
GeneID	8697
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 498-597 de CDC23 humano (Q9UJX2).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9UJX2
Peso de la proteína	69 kDa
Envío	Bolsa de hielo