


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cdc25A Para Wb, Elisa - P30304

Número de artículo: CM0004684



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra CDC25A humana (fosfatasa 1 inductora de la fase M). Validado para Western blot y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en ciclo celular y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CDC25A
Observaciones/Alias	CDC25A2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	993
GeneID	993
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 376-524 de CDC25A humana (NP_001780.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P30304
Peso de la proteína	54kDa/59kDa
Envío	Bolsa de hielo