


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cdc25A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30304

Número de artículo: CM0017697



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CDC25A validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta CDC25A humano, de ratón y rata (59 kDa). Fosfatasa clave del ciclo celular para la investigación sobre mitosis.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                    |
|---------------------|--------------------------|
| Nombre del producto | CDC25A Rabbit pAb        |
| Notas/Alias         | CDC25A2; CDC25A          |
| Especie             | Humano                   |
| GeneID (Humano)     | 993                      |
| GeneID              | 993                      |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante    |
| Origen              | Conejo                   |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata      |
| SWISS               | P30304                   |
| Peso de la proteína | 59kDa                    |
| Envío               | Bolsa de hielo           |