

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cdc25C Para Wb, If/Icc, Elisa - P30307

Número de artículo: CM0002137



Introducción

Anticuerpo monoclonal anti-Cdc25C de conejo validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconoce Cdc25C de humano, ratón y rata, un regulador mitótico crítico y fosfatasa de CDK1. Ideal para investigación del ciclo celular y oncología.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalles
Nombre del producto	Cdc25C Rabbit mAb
Notas/Alias	CDC25; PPP1R60; Cdc25C
Especie	Humano
GeneID (Humano)	995
GeneID	995
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de Cdc25C humano (P30307).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P30307
Peso proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo