

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cdc25C Para Wb, Elisa - P30307

Número de artículo: CM0022399



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CDC25C de alta calidad, validado para WB y ELISA. Reacciona con CDC25C humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación del ciclo celular y la mitosis. SWISS: P30307.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-CDC25C
Observaciones/Alias	CDC25; PPP1R60; CDC25C
Especie	Humano
GeneID (humano)	995
GeneID	995
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-130 de CDC25C humano (NP_001781.2).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P30307
Peso de la proteína	53 kDa
Envío	Bolsa de hielo