


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cdc27 Para Wb, Elisa - P30260

Número de artículo: CM0012764



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CDC27 validado para WB y ELISA, dirigido a CDC27 (APC3) humano y de ratón. Una herramienta clave para la investigación del ciclo celular y la ubiquitina ligasa APC/C, con un peso predicho de ~92 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-CDC27 de conejo
Observaciones/Alias	APC3; HNUC; NUC2; H-NUC; ANAPC3; CDC27Hs; D0S1430E; D17S978E; CDC27
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	996
ID del gen	996
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 702-824 del CDC27 humano (P30260).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P30260
Peso de la proteína	92 kDa
Envío	Bolsa de hielo