

Anticuerpo Policlonal Anti-Cdc34 Para Wb, If/Icc, Elisa - P49427

Número de artículo: CM0028900



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CDC34 humano (UBE2R1, E2-CDC34). Validado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Adecuado para estudios de ubiquitinación y ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CDC34 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	UBC3; UBCH3; UBE2R1; E2-CDC34; CDC34
Especie	Humano
ID de Gen	997
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 150-236 del CDC34 humano (NP_004350.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49427
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo