

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cdc34 Para Wb, Elisa - P49427

Número de artículo: CM0012630



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CDC34 humano (UBE2R1), validado para WB y ELISA. Reconoce la enzima conjugadora de ubiquitina E2 R1, esencial para la proteólisis mediada por ubiquitina y la regulación del ciclo celular. Ideal para la investigación de las vías de degradación de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CDC34 Rabbit mAb
Observaciones/alias	UBC3; UBCH3; UBE2R1; E2-CDC34; CDC34
Especie	Humano
GeneID (humano)	997
GeneID	997
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-236 de CDC34 humano (P49427).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P49427
Peso de la proteína	27 kDa
Envío	Bolsa de hielo