


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cdc37 Para Wb Y Elisa - Q16543

Número de artículo: CM0010140



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido a CDC37 (co-chaperona de Hsp90). Validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Útil para investigación en señalización por quinasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-CDC37 de conejo
Observaciones/Alias	P50CDC37; CDC37
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11140
GeneID	11140
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-100 de CDC37 humano (Q16543)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16543
Peso de la proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo