


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cdc37 Para Wb, Ip, Elisa - Q16543

Número de artículo: CM0026964



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-CDC37 validado para WB, IP, ELISA en muestras de Humano y Ratón. Objetivo: co-chaperona Cdc37 de Hsp90 (44kDa), implicada en la estabilización de quinasas. Ideal para la investigación de biología de chaperonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CDC37 Conejo pAb
Observaciones/Alias	P50CDC37; CDC37
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11140
GeneID	11140
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-160 del CDC37 humano (NP_008996.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q16543
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo