

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cdc40 (Prp17/Prpf17) Para Wb, Ihc-P, Elisa - O60508

Número de artículo: CM0002617



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad dirigido contra CDC40 humano (PRP17, EHB3). Validado para WB, IHC-P y ELISA en muestras de humano, ratón y rata. Ideal para investigación del spliceosoma y estudios del desarrollo embrionario del cerebro.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-CDC40 de conejo
Observaciones/Alias	EHB3; PCH15; PRP17; PRPF17; CDC40
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	51362
ID de gen	51362
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60508
Peso de la proteína	66 kDa
Envío	Bolsa de hielo