

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cdc42 Para Wb Y Elisa - P60953

Número de artículo: CM0003769



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo se dirige a CDC42 humano (también de ratón y rata) y está validado para Western blot y ELISA. Ideal para el estudio del control de la división celular, el citoesqueleto de actina y la polarización epitelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CDC42 mAb de conejo
Observaciones/Alias	TKS; G25K; CDC42Hs; CDC42
Especie	Humano
GeneID (Humano)	998
GeneID	998
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-191 de CDC42 humano (P60953)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P60953
Peso de la proteína	21kDa
Envío	Bolsa de hielo