

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cdc42 Para If/Icc, Elisa - P60953

Número de artículo: CM0016895



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CDC42 humano, optimizado para IF/ICC y ELISA. Se dirige a una pequeña GTPasa involucrada en la polarización celular, migración y remodelación del citoesqueleto. Adecuado para investigación en biología celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CDC42 Conejo pAb
Observaciones/Alias	TKS; G25K; CDC42Hs; CDC42
Especie	Humano
GenelD (humano)	998
GenelD	998
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-186 de CDC42 humano (NP_001782.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P60953
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo