

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cdc42Ep3 Para Wb Y Elisa - Q9UKi2

Número de artículo: CM0029467

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CDC42EP3 humano (BORG2/CEP3), adecuado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Útil para estudiar la organización del citoesqueleto de actina y la morfología celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CDC42EP3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	UB1; CEP3; BORG2; CDC42EP3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10602
GeneID	10602
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-254 de CDC42EP3 humano (NP_006440.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UKI2
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo