

Anticuerpo Policlonal Anti-Cdc45 Para Wb, Elisa - O75419

Número de artículo: CM0022377



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CDC45 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Componente central esencial de la helicasa CMG para la iniciación de la replicación del ADN. Ideal para investigación del ciclo celular y cromosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CDC45
Observaciones/Alias	CDC45L; MGORS7; CDC45L2; PORC-PI-1; CDC45
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	8318
ID Gen	8318
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de CDC45 humano (NP_003495.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75419
Peso Proteico	66kDa
Envío	Bolsa de hielo