

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cdc5L Para Wb Y Elisa - Q99459

Número de artículo: CM0025828



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CDC5L humano (aa 563-802) para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para investigación sobre ciclo celular y empalme de pre-ARNm.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CDC5L Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CDC5; CEF1; PCDC5RP; CDC5-LIKE; dj319D22.1; CDC5L
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	988
ID del Gen	988
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 563-802 de la proteína CDC5L humana (NP_001244.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q99459
Peso Molecular	92kDa
Envío	Bolsa de hielo