


Anticuerpo Policlonal Anti-Cdc6 Para Wb - Q99741

Número de artículo: CM0021434



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Cdc6 humano, validado para Western blot y ELISA. Útil para estudios de replicación del ADN y puntos de control del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Cdc6 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CDC18L; HsCDC6; MGORS5; HsCDC18; Cdc6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	990
GeneID	990
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-560 del Cdc6 humano (Q99741)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q99741
Peso Proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo