

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cdca3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q99618

Número de artículo: CM0004464

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CDCA3 de alta calidad validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconoce el CDCA3 humano, una proteína asociada al ciclo celular implicada en la entrada mitótica. Ideal para la investigación del ciclo celular y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CDCA3 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	GRCC8; TOME1; TOME-1; CDCA3
Especie	Humano
ID de Gen	83461 (Humano)
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del CDCA3 humano (Q99618).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q99618
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo