

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cdca3 Para Wb, Elisa - Q99618

Número de artículo: CM0023838

Introducción

Anticuerpo policlonal anti-CDCA3 de conejo, validado para Western blot (WB) y ELISA. Detecta CDCA3 humano y de ratón, un desencadenante de la entrada mitótica. Ideal para estudios del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CDCA3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	GRCC8; TOME1; TOME-1; CDCA3
Especie	Humano
GenelD (Humano)	83461
GenelD	83461
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100 al extremo C-terminal de CDCA3 humano (NP_001284531.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q99618
Peso Molecular de la Proteína	29kDa
Envío	Bolsa de hielo