

Anticuerpo Policlonico Anti-Cdca5 Para Wb - Q96Ff9

Número de artículo: CM0022910

Introducción

CDCA5 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonico generado en conejo contra la proteína CDCA5 (sororin) humana. Validado para WB y ELISA, reacciona con muestras de humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la cohesión de cromátidas hermanas y la división celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CDCA5 Rabbit pAb
Observaciones/Alías	SORORIN; CDCA5
Especie	Humano
ID del Gen	113130
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 70-150 de la CDCA5 humana (NP_542399.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlónicos
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96FF9
Peso Molecular	28kDa
Envío	Bolsa de hielo