


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cdca8 Para Wb, Elisa - Q53HI2

Número de artículo: CM0015868



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CDCA8 humano, apto para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Validado para investigación sobre mitosis y división celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CDCA8 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	BOR; DasraB; MESRGP; BOREALIN; CDCA8
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	55143
ID Gen	55143
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-124 de CDCA8 humano (NP_060571.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q53HL2
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo