


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cdca8 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q53HI2

Número de artículo: CM0013098



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a CDCA8 (Borealin), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la regulación mitótica y el ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CDCA8 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	BOR; DasraB; MESRGP; BOREALIN; CDCA8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55143
GeneID	55143
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de CDCA8 humano (NP_060571.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q53HL2
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo