

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cdcp1 Para Fc - Q9H5V8

Número de artículo: CM0010225

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CDCP1 humano (CD318, TRASK). Para citometría de flujo. CDCP1 es una proteína de adhesión celular implicada en la progresión tumoral y la metástasis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano CDCP1 mAb
Observaciones/Alias	CD318; TRASK; SIMA135
Especie	Humano
GeneID (Humano)	64866
GeneID	64866
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-666 del CDCP1 humano (NP_073753.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9H5V8
Peso Proteico	37kDa/72kDa/92kDa
Envío	Bolsa de hielo