

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cdcp1 Para Wb, Elisa - Q9H5V8

Número de artículo: CM0028278

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CDCP1 para WB y ELISA. Reacciona con CDCP1 humano y de ratón, un marcador de adhesión celular y progresión tumoral con funciones en el diagnóstico de leucemia y subconjuntos de células madre.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CDCP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CD318; TRASK; SIMA135; CDCP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	64866
GeneID	64866
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-343 del CDCP1 humano (NP_835488.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9H5V8
Peso Proteico	93kDa
Envío	Bolsa de hielo