

Anticuerpo Policlonal Anti-Cdh11 Para Wb, Elisa - P55287

Número de artículo: CM0029980

Introducción

Explore la adhesión y migración celular con este anticuerpo policlonal anti-CDH11 de conejo. Validado para WB y ELISA, reconoce el CDH11 humano (OB-cadherina) y presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de caderinas y adhesiones focales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CDH11 Conejo pAb
Observaciones/Alias	OB, ESWS, CAD11, CDHOB, OSF-4, TBHS2, CDH11
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1009
ID de Gen	1009
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 120-400 del CDH11 humano (NP_001788.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P55287
Peso Proteico	88kDa
Envío	Bolsa de hielo