

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cdh19 Para Wb, Elisa - Q9H159

Número de artículo: CM0014929

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CDH19 humano (Cadherina-19), validado para WB y ELISA. Adecuado para estudios de adhesión celular y clasificación de tejidos, con reactividad cruzada a muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CDH19 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CDH7; CDH7L2; CDH19
Especie	Humano
GenelD (Humano)	28513
GenelD	28513
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 240-440 del CDH19 humano (NP_066976.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9H159
Peso Proteico	87kDa
Envío	Bolsa de hielo