

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cdh4 Para Wb, Elisa - P55283

Número de artículo: CM0016235

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a CDH4 (cadherina-4, R-cadherina). Validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Inmunógeno recombinante, 100 kDa. Adecuado para estudios de adhesión celular y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-CDH4
Observaciones/Alias	CAD4; RCAD; R-CAD; CDH4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1002
GeneID	1002
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 757-916 de CDH4 humano (NP_001785.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P55283
Peso Proteico	100kDa
Envío	Bolsa de hielo