

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cdh8 Para Wb, If/Icc Y Elisa - P55286

Número de artículo: CM0022340

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la cadherina-8 humana (CDH8) para Western blot, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Útil para investigaciones sobre adhesión celular y neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-CDH8
Especie	Humana
GeneID	1006
Inmunógeno	Proteína recombinante de CDH8 humana
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	P55286
Envío	Bolsa de hielo