

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cdip1 Para Wb Y Elisa - Q9H305

Número de artículo: CM0016790

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CDIP1 humano, un efector de la apoptosis mediada por p53, validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-CDIP1
Observaciones/Alias	I1; CDIP; LITAF1; C16orf5; CDIP1
Especie	Humano
GeneID (humano)	29965
GeneID	29965
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia ubicada entre los aminoácidos 100-200 de CDIP1 humano (NP_001185983.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q9H305
Peso de la proteína	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo