


Anticuerpo Policlonal Anti-Cdk1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P06493

Número de artículo: CM0014135



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CDK1 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigaciones sobre el ciclo celular y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CDK1 Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimo	CDC2, CDC28A, P34CDC2, CDK1
Especie	Humana
GeneID (humano)	983
GeneID	983
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-297 de CDK1 humano (NP_001777.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P06493
Peso de la proteína	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo