


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cdk1 Para Wb, Ip, Elisa - P06493

Número de artículo: CM0003228



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo CDK1 validado para Western blot, inmunoprecipitación y ELISA. Detecta CDK1 humano y de ratón (P06493), una quinasa serina/treonina crucial para la progresión del ciclo celular. Adecuado para estudios de oncología y ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CDK1 Ac. Monoclonal de Conejo (mAb)
Observaciones/Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; CDK1
Especie	Humano
GeneID	983
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 198-297 de CDK1 humano (NP_001777.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P06493
Peso Molecular de la Proteína	34kDa
Envío	Bolsa de hielo