


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cdk1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P06493

Número de artículo: CM0013661



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CDK1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Reconoce CDK1 humano, de ratón y de rata. Quinasa mitótica clave para la investigación del ciclo celular y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-CDK1
Observaciones/alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; CDK1
Especie	Humana
ID del gen (humano)	983
ID del gen	983
Inmunógeno	Péptido sintético/proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 198-297 de CDK1 humano (NP_001777.1).
Origen	De conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	P06493
Peso de la proteína	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo