

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cdk10 Para Wb, Elisa - Q15131

Número de artículo: CM0030336

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CDK10 humano (quinasa dependiente de ciclina 10), validado para WB y ELISA. Detecta CDK10 humano y de ratón (PM predicho 41 kDa). Ideal para investigación del ciclo celular, del citoesqueleto y de la ciliogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo anti-CDK10
Observaciones/Alias	ALSAS; PISSLRE; CDK10
Especie	Humano
GeneID	8558 (humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-283 de CDK10 humano (NP_001092003.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q15131
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo