

Anticuerpo Policlonal Anti-Cdk11B Para Wb, If/Icc, Elisa - P21127

Número de artículo: CM0015214



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CDK11B humano, validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Ideal para estudiar la regulación de la transcripción y el empalme, el ciclo celular y la función del centrómero.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CDK11B Conejo pAb
Observaciones/Alias	p58; PK58; CDK11; CLK-1; CDC2L1; PITSLREA; p58CLK-1; CDK11-p46; CDK11-p58; p58CDC2L1; CDK11-p110; CDK11B
Especies	Humano
GeneID	984
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-130 de CDK11B humano (NP_277021.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P21127
Peso Proteico	93kDa
Envío	Bolsa de hielo