

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cdk11B Para If/Icc, Elisa - P21127

Número de artículo: CM0017860



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CDK11B, validado para IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para estudiar las funciones de CDK11B en transcripción, splicing y mitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra CDK11B
Notas/Alias	p58; PK58; CDK11; CLK-1; CDC2L1; PITSLREA; p58CLK-1; CDK11-p46; CDK11-p58; p58CDC2L1; CDK11-p110; CDK11B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	984
GeneID	984
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-130 de CDK11B humana (NP_277021.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P21127
Peso molecular de la proteína	93kDa
Envío	Bolsa de hielo